

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T144-00	شناسنامه آزمایش Adenovirus
	تاریخ صدور: 1402/08/21 تعداد صفحه: 1	

Adenovirus	
-	نام اختصاری آزمایش
-	نام های دیگر
-	کد ملی آزمایش
سرم - پلاسما EDTA	نوع نمونه
-	مدت جوابدهی / زمان انجام
-	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
حجم کم - ضد انعقاد نامناسب	معیار رد نمونه
2 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20-°C به مدت 1 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
-	سایر آزمایش های مرتبط
<p>کاربرد آزمایش</p> <p>- آدنو ویروس ها را به عنوان علل احتمالی عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی (ذات الریه) و ورم ملتحمه در نظر گرفت.</p> <p>- عفونت آدنو ویروس ممکن است بدون علامت باشد حتی اگر فردی عفونت آدنو ویروس داشته باشد لزوماً به این معنی نیست که باعث بیماری خاص فرد میشود برخی از افراد به ویژه آن هایی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند می توانند ویروس را برای هفته ها یا بیشتر دفع کنند و علائمی نداشته باشند.</p> <p>- عفونت های آدنو ویروس را می توان با استفاده از تشخیص آنتی ژن یا واکنش زنجیره ای پلی مرز (PCR) شناسایی کرد.</p>	
-	عوامل مداخله گر
تشخیص عفونت آدنو ویروس	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی