

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T229-00	شناسنامه آزمایش
	تاریخ صدور: 1402/12/09 تعداد صفحه: 1	

Cocaine	
---	نام اختصاری آزمایش
Cocaine drug test Toxicology screen	نام های دیگر
801220	کد ملی آزمایش
ادرار	نوع نمونه
روزانه	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
حجم ناکافی	معیار رد نمونه
20 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- < به مدت 2 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
<p>- غربالگری کوکائین آزمایشی است که برای بررسی اینکه آیا اخیراً کوکائین مصرف کرده اید یا خیر.</p> <p>- نتایج غربالگری کوکائین که معمولاً مثبت گزارش می شوند، به این معنی که کوکائین یا متابولیت های آن پیدا شده اند، یا منفی، یعنی هیچ شواهدی از کوکائین در بدن شما یافت نشد.</p> <p>- آزمایش ادرار می تواند متابولیت های کوکائین را 2 تا 3 روز پس از مصرف کوکائین شناسایی کند. در مصرف کنندگان سنگین، تست ممکن است تا 2 هفته پس از استفاده مثبت باشد.</p>	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
تشخیص مصرف کوکائین	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی