

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T35-00	شناسنامه آزمایش Reticulocyte
	تاریخ صدور: 1402/03/04 تعداد صفحه: 1	

Reticulocyte	
Retic	نام اختصاری آزمایش
Retic Count RPI Reticulocyte percent Reticulocyte index	نام های دیگر
802020	کد ملی آزمایش
EDTA خون کامل	نوع نمونه
1 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیازی به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
لیپیمیک - فریز - لخته بودن	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در 2°C تا 8°C به مدت 3 روز	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
Folic Acid G6PD	CBC Fe Vit B12
سایر آزمایش های مرتبط	
<p>کاربرد آزمایش</p> <p>- رتیکولوسیت ها گلبول های قرمز خونی هستند که هنوز در حال رشد هستند آنها همچنین به عنوان گلبول قرمز نابالغ شناخته میشوند.</p> <p>- رتیکولوسیت ها در مغز استخوان ساخته شده و وارد جریان خون میشوند. حدود 2 روز بعد از تشکیل آنها به گلبول قرمز بالغ تبدیل میشوند. گلبول های قرمز خون اکسیژن را از ریه ها به تمام سلول های بدن منتقل میکنند.</p> <p>- شمارش رتیکولوسیت ها (شمارش رتیک) تعداد رتیکولوسیت ها را در خون اندازه گیری میکند. اگر شمارش خیلی زیاد یا خیلی کم باشد میتواند به معنای یک مشکل جدی سلامتی از جمله کم خونی و اختلالات مغز استخوان کبد و کلیه باشد.</p>	

عوامل مداخله گر	
تشخیص انواع خاص و مختلفی از کم خونی	
گلسا عبدالمجید	
دکتر شهاب سلامی	
هدف از انجام آزمایش	
گردآورنده	
تایید کننده صحت علمی	