

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T104-00	شناسنامه آزمایش Partial Thromboplastin Time
	تاریخ صدور: 1402/05/15 تعداد صفحه: 1	

Partial Thromboplastin Time	
PTT	نام اختصاری آزمایش
زمان ترومبوپلاستین نسبی aPTT Activated partial thromboplastin time Intrinsic pathway coagulation	نام های دیگر
802220	کد ملی آزمایش
پلازما سیترا ته	نوع نمونه
روزانه	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز	معیار رد نمونه
2 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 20- < به مدت 14 روز	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
PT Fibrinogen CT	سایر آزمایش های مرتبط
- آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی برای بررسی فاکتورهای انعقادی خون استفاده میشود. - به طور معمول زمانی که بریدگی یا جراحی ایجاد میشود که باعث خونریزی شود انواع مختلفی از پروتئین ها در خون با هم کار میکنند تا لخته ای ایجاد کنند تا خونریزی را متوقف کنند که به این پروتئین ها فاکتورهای انعقادی میگویند. - معمولا این آزمایش با آزمایش های دیگری انجام میشود که فاکتورهای انعقادی و چگونگی عملکرد آن ها را باهم بررسی میکنند.	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
بررسی مشکلات گروه خاصی از فاکتورهای انعقاد خون	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شهاب سلامی	تایید کننده صحت علمی