

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T221-00	شناسنامه آزمایش C1 Esterase Inhibitor
	تاریخ صدور: 1402/11/30 تعداد صفحه: 1	

C1 Esterase Inhibitor	
INH C1	نام اختصاری آزمایش
C1 Inhibitor غیرفعال کننده C1 مهارکننده C1	نام های دیگر
803330	کد ملی آزمایش
سرم	نوع نمونه
7 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
-	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 2 روز و در دمای 20-°C به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
---	کاربرد آزمایش
<p>- یکی از راه هایی که بدن شما از خود در برابر باکتری ها و ویروس ها محافظت می کند، تولید آنتی بادی برای مبارزه با آنها است. راه دیگر از طریق سیستم مکمل ایمنی شماست.</p> <p>- سیستم مکمل شما بخشی از سیستم ایمنی ذاتی شماست. این شامل مجموعه ای از نه پروتئین است که C1 تا C9 شماره گذاری شده اند. آنها به بدن شما کمک می کنند سلول های خارجی را که ممکن است باعث بیماری شوند را تشخیص دهد. برخی از مشکلات سلامتی می تواند باعث کمبود این پروتئین ها شود.</p>	
---	عوامل مداخله گر
آزمایش C1-INH می تواند به پزشک کمک کند تا تشخیص دهد که آیا C1-INH کافی دارید یا خیر.	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شهاب سلامی	تایید کننده صحت علمی