

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن	کد مدرک: LQS-T243 -00	شناسنامه آزمایش Total Hemolytic Complement
	تاریخ صدور: 1402/12/19 تعداد صفحه: 1	

Total Hemolytic Complement	
CH50	نام اختصاری آزمایش
---	نام های دیگر
803265	کد ملی آزمایش
سرم	نوع نمونه
5 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز- ایکتریک	معیار رد نمونه
2 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 20- < به مدت 14 روز	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
C3 C4 FANA RF	سایر آزمایش های مرتبط
<p>کاربرد آزمایش</p> <p>- این آزمایش برای پایش برخی از بیماری های خود ایمنی، تخمین میزان تشکیل کمپلکس ایمنی و تشخیص تمامی نقص های ایمنی ارثی و اکتسابی است. اندازه گیری های متوالی CH50 برای بررسی و نظارت بر روند بیماری و درمان در آرتریت روماتوئید (بیماری خود ایمنی و التهابی است. باعث التهاب (تورم دردناک) در قسمت های آسیب دیده بدن (عمدتا مفاصل) می شود). لوپوس اریتماتوز سیستمی (یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی به بافت های خود حمله می کند و باعث التهاب گسترده و آسیب بافتی در اندام های آسیب دیده می شود) و گلوومرولونفریت (التهاب نفرون های کلیوی) انجام می شود.</p>	
---	عوامل مداخله گر
<p>هدف از انجام آزمایش</p> <p>این تست یک مکمل مفید برای آزمایش های روماتوئید فاکتور (RF) و آنتی بادی ضد هسته (ANA) است.</p>	
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی