

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T253 -00	<b>شناسنامه آزمایش Dopamin 24h</b>
	تاریخ صدور: 1403/02/03 تعداد صفحه: 1	

<b>Dopamin 24h</b>	
---	نام اختصاری آزمایش
---	نام های دیگر
---	کد ملی آزمایش
جمع آوری ادرار 24 ساعته	نوع نمونه
10 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- ادرار جمع آوری شده در محیط تاریک نگه داری شود.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
- ادرار به مدت 24 ساعته جمع آوری نشده باشد.	معیار رد نمونه
10 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 8°C تا 2°C به مدت 7 روز و در دمای 20- به مدت 1 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
تست ادرار 24 ساعته دوپامین در پزشکی بالینی برای اندازه گیری سطح دوپامین در ادرار جمع آوری شده طی 24 ساعت بیمار استفاده می شود. این آزمایش در درجه اول برای تشخیص برخی از تومورهای نادر شناخته شده به عنوان تومورهای ترشح کننده کاتکول آمین، از جمله فئوکروموسیتوم و نوروبلاستوما استفاده می شود.	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
کمک به تشخیص بیماری های گوناگون نظیر فشار خون بالا، بیماری های قلبی و عروقی، شیزوفرنی و افسردگی مانیک.	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی